


SLK Multy Umrüstkits

Diese beiden Bauteile bilden das „SLK Umrüstkit Aktiv“



Im **SLK Multy Umrüstkit Aktiv** enthalten:


- SLK Trittbrett mit SLK Schienbeinpolster (8070)
- SLK Aktiv Hebearm (8067)

SLK Multy Umrüstkit Aktiv

Die Basis des SLK Multy Hybridlifters ist für beide Versionen gleich. Durch die Verwendung von Anbauteilen (Umrüstkits) kann der Lifter zum Universallifter oder Aktivlifter umgerüstet werden. Dieses Umrüstkit transformiert den SLK Multy Hybridlifter (Universallifter) zum Aktivlifter.

Artikelnummer: 8011

geeignet für SLK Multy Universallifter



Diese beiden Bauteile bilden das „SLK Umrüstkit Universal“



Im **SLK Multy Umrüstkit Universal** enthalten:

- SLK Universal Hebearm (8069)
- SLK 2-Punkt-Bügel (8054)

SLK Multy Umrüstkit Universal

Die Basis des SLK Multy Hybridlifters ist für beide Versionen gleich. Durch die Verwendung von Anbauteilen (Umrüstkits) kann der Lifter zum Patientenlifter oder Aktivlifter umgerüstet werden. Dieses Umrüstkit transformiert den SLK Multy Hybridlifter (Aktivlifter) zum Universallifter.

Artikelnummer: 8010

geeignet für SLK Multy Aktivlifter