

# Kompatibilitätserklärung Liftergurte



Mit dieser Kompatibilitätserklärung bestätigt die SLK Vertriebsgesellschaft mbH, dass die durch sie vertriebenen Gurte mit allen nachstehend aufgeführten mobilen Patientenliftern - Aktivlifter/Universallifter- und Deckenlifter anderer Hersteller verwendet werden können, die mit einem hängenden System mit offenen oder geschlossenen Haken ausgestattet sind. Diese Haken müssen in der Lage sein, eine 50 mm breite Gurtschleufe aufzunehmen und unter Zug zu halten. Der Lifter muss mit einem 2-, 3-, 4- oder 8-Punkt-Lifterbügel ausgestattet sein. Systeme mit gelochten Metall- oder Kunststoffösen sind nicht kompatibel.

## Übersicht durch SLK freigegebene Kombinationen

| SLK   | Bügel  | Gurt-Typ        |
|---|--|-----------------|
| Carry 185 Eco, Carry 185 Classic, Carry 185 Pro, Carry 185 Pro L, Carry Compact, Multy Universallifter, Blue Flyer Compact, Blue Flyer Plus, Flyer Plus, Flyer XL, Flyer Maxi | 2-Punktbügel,<br>4-Punktbügel,<br>4-Punktbügel Basic | A, E            |
|   | 8-Punkt-Lifterbügel                                  | D               |
| Multy Aktiv, Blue Wayup, Wayup, Wayup XL, Maxxiup   | Aufrichthebearm                                      | B, C            |
| Easylev, Nausilev   | Aufrichthebearm                                      | B               |
| <b>Acurat</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Curator, Deckenlift V4, Genius Tuchlift   | 2-Punktbügel   | A               |
| Genius Aufrichtlift   | Aufrichthebearm                                      | B               |
| <b>AKS</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| foldy, mini foldy, micro foldy, foldy XL, clino II, clino XL, dualo Standard, mini dualo Standrad, dualo Standard XL, foldo, goliath  | Standardtransprotbügel<br>, Tandembügel              | A               |
|   | Liegendtransportbügel<br>mit 8-Punktaufnahme         | D               |
| dualo Aktiv, mini dualo Aktiv, dualo Aktiv XL, torneo   | Aufrichthebearm                                      | B               |
| torneo II, torneo compact   | Aufrichthebearm                                      | C               |
| <b>ARJOHUNTLEIGH</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Minstrel, Tenor   | 4-Punktbügel   | A               |
| <b>ATO Form</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Hospilift, Hospilift mini, Hospilift XL, Hospilift Linear, Hospilift EE, Hospilift mini EE, Hospilift King, Hospilift King mini, Hospilift Calssic, Hospilift Classic XL      | Tragebügel mit 2-, 3-, 4-Punktaufnahme               | A               |
|   | Vitalift   | Tragarm         |
| <b>Beka Hospitec</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Carlo Alu Classic 185, Carlo Alu Classic 230, Carlo Air   | 2-, 4-Punkt<br>Schlaufenbügel                        | A               |
| <b>Braus</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Patientenlifter BLC 175 B/BE, Deckenlifter BLC 160-320 D/DL   | Multibügel   | A               |
| <b>Burmeier</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Agile   | Transportbügel                                       | A               |
| <b>DP-Med</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| ProLift A166, A222, A333, C136, P136, CP136, ProLift Transactive Xtra TXE130, TXE160, TXE200, TXE270, C380, P200  | 2-Punktbügel, 4-Punktbügel                           | A               |
|   | ProLift S222   | Aufrichthebearm |

# Kompatibilitätserklärung Liftergurte



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Drive Medical</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Samsoft 175, Hermes  | Hebebügel  | A               |
| <b>Etac/Molift</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Molift Smart 150, Molift Mover 180, Molift Mover 2015, Molift Mover 300, Molift Partner 255, Nomand 160, Nomand 205, Nomand 230, Nomand 255 (Nomand mit integrierter 4-Punktaufhängung)        | 2-Punkt Hebearm (alle Größen)<br>4-Punkt Hebearm (alle Größen)   | A               |
| <b>Guldmann</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| GH1, GH1F, GH1Q, GHZ, GH3, GL5   | Aufhängebügel, H-Bügel, Kreuzbügel   | A               |
|  | Liegebügel Art.-Nr.: 28456<br>Liegebügel Art.-Nr.: 28466   | D               |
| GLS5   | Aufrichthebearm  | B, C            |
| <b>Handicare</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Carina350EM/EE, Eva400, Eva450, Eva600EE, Vega505EE, RiseAtlas 450, RiseBasic 300M/440M, RiseAtlas 625   | Sling Bar, (auch in Verbindung mit Sling Bar spreader M), Sling Bar RFL X4   | A               |
| Mini-Lift 125, Mini-Lift 160, Mini-Lift 200  | Aufrichthebearm  | B, C            |
| <b>Handimove</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Deckenlifter 2540 / 2545 mit Einhängenhaken, 2800 / 2805, HM50<br>Mobile Lifter 1630 / 1635 / 1640 / 1641, Victor 2600, Wandlifter 2420 / 2431, Schwimmbadlifter 3200, Decken-Schwimmbadlifter | Kombi, Standard, Klassisch<br>2- & 4-Punktbügel, flache 2-Punkt-Einhängevorrichtung, Modell 2540/2545 nur mit Einhängenhaken | A               |
| Aktivlifter 1620   | Aufrichthebearm  | B               |
| <b>Heymer</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Uno, Duo, Trio, Heros 300, Klemmli   | 2-Punkt Aufhängevorrichtung, 4-Punkt Aufhängevorrichtung klein/groß  | A               |
| <b>Horcher</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Diana Comfort, Deckenlift Unilift-Serie, Deckenlift UPL 160 / UPL 240  | 4-Punkt-Drehbügel D2000, L101-2402, C106-100, C106-101, C106-102   | A               |
| <b>Hoyer</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| HOVL-100, HOVL-200, HLU-3/E-O, HLU-4/E-O, HLU-3/S, HCL-3/S, HCL-7/E, HL-200, HWL-130, HLK-6, HTL-C, Deckenlifter 72005 / 72007, Pocket-lift 72020 / 72040                                      | Drehbügel, Kreuzbügel mit 4-Punktaufhängung  | A               |
| ALH, ALH-20  | Aufrichthebearm  | B               |

# Kompatibilitäserklärung Liftergurte



| Humancare (Vertrieb in Deutschland AKS)  | Bügel  | Gurt-Typ        |
|--|--|-----------------|
| FL180, Singel 2000, Singel 2100, Singel 4100, Singel 5100, Roomer 5200, Singel 5100 Satellit, Roomer S, Altair, HeliQ  | 2-, 4-Punkt Aufhängebügel  | A               |
| <b>Invacare</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Atlante, Birdie, Biedie Compact, Birdie Plus, Birdie Evo, Birdie Evo Compact, Birdie Evo Xplus, Jasmine, Kirilos   | 2-, 4-Punkt Spreizbügel (alle Größen)  | A               |
| Isa, Isa Compact, Isa Xplus, Reliant 350   | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Liko</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Golvo, M 220, M 230, Uno 100, Uno 102, Uno 200, Viking XS, Viking S, Viking M, Viking L, Viking XL, Likorall 200, Likorall 242 ES, Likorall 242 S, Likorall 243, Likorall 250, Likorall R2R, Multirall 200 | Hebebügel Mini 220, Universalhebebügel 350/450/600/670 Twin, Universal Seitenbügel, Kreuzbügel 450/670 | A               |
| Sabina, Sabina II  | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Meyra</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Sito Universallifter   | Transportbügel   | A               |
| Sito Aktivlifter   | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Novacare</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Prolift A166, A222, A333, Cacero   | Einzel Hebebügel<br>Doppel Hebebügel   | A               |
| Prolift Argo   | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Oxford</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Mini 140, Midi 180, Maxi 180, Major 200, Advance, Presence, Dipper, Elara 227, Elara 284, Voyager Portable   | Spreizbügel  | A               |
| Standaid 140, Ascend, Elevante, Journey  | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Rebotec</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Arnold 125, Arnold 150, Arnold 250   | Standardtransportbügel,<br>4-Punktbügel  | A               |
| James 150, James 250   | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Sunrise</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Sunlift Micro, Sunlift Mini, Sunlift Midi, Sunlift Major   | Spreizbügel  | A               |
| <b>Vassilli</b>  | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| 10.77/170, 10.77M170, 10.77N170, 10.77/200XXL  | Spreizbügel  | A               |
| 10.77CS-150, 10.77CS-170, 10.77CS/200XXL   | Aufrichthebarm   | B               |
| <b>Vermeiren</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Eagle 620, Eagle 625   | Spreizbügel  | A               |
| <b>Weiner/Days</b>   | <b>Bügel</b>   | <b>Gurt-Typ</b> |
| Omnilift G1, Omnilift G2, Omnilift G2A, Omnilift 150, Omnilift 170   | Spreizbügel  | A               |

# Kompatibilitätserklärung Liftergurte



| WIBU   | Bügel                                       | Gurt-Typ |
|--|---|----------|
| Atlas, Atlas II, Faun, Solar 175, Ino  | Hebebügel mit 2-, 3-, 4-Punkt Hakenaufnahme | A        |
| Maya, Stellar 160  | Aufrichthebearm                             | B, C     |
| Winnicare/Ergolet  | Bügel                                       | Gurt-Typ |
| Faun, Faun 2, Flex-Lift 130, Helios, Luna, Pool-Lift, Solar, Winn'Motion 175 | Hebebügel mit 2-, 3-, 4-Punkt Hakenaufnahme | A, E     |
| Elev up, Pallas 150/2000/5000, Stellar 160                                   | Aufrichthebearm                             | B, C     |

Sollte der von Ihnen verwendete Lifter nicht auf dieser Liste stehen, empfehlen wir Ihnen uns zu kontaktieren, um die Kompatibilität unserer Gurte mit diesem Lifter zu überprüfen und zu bestätigen.

Die Konformität mit dem in Anhang I beschriebenen grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 in Anlehnung an die gesetzlichen Anforderungen des MPG und der MPBetreibV sowie die Forderungen aus der Norm EN ISO 10535:2007 bestätigen wir, dass unsere Körperstützsysteme (Liftergurte) dessen konform sind. Unser Risikomanagement zeigt, dass die ordnungsgemäße Anwendung unserer Gurte an den aufgeführten fahrbaren Patientenfiftern und Deckenfiftern, in Kombination mit dem richtigen Lifterbügel, keine zusätzlichen Risiken im Vergleich zu dem ursprünglichen System erzeugt. Die Kombination unserer Körperstützsysteme mit den oben aufgeführten Liftern anderer Hersteller beeinträchtigt nicht die erwarteten Leistungen der Lifter und ermöglicht uns somit diese Kompatibilität zu bestätigen.

Waltrop, 10.02.2021

  
Oliver Otte Geschäftsführer

# Kompatibilitätserklärung Liftergurte



| <b>Gurt-Typ A</b>                                   |  |
|---|--|
| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Art.-Nr.</b>                          |
| SLK Universalgurt Eco, Gr. M/L                      | 5199                                     |
| SLK Universalgurt, Gr. S bis XXXXL                  | 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5208, 5209 |
| SLK Universalgurt mit Kopfstütze, Gr. S bis XXL     | 5119, 5120, 5121, 5122, 5123             |
| SLK Universaslurt Bad Gr. S bis XXXXL               | 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5210, 5211 |
| SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze, Gr. S bis XXL | 5129, 5130, 5131, 5132, 5133             |
| SLK Quick Transfer- & Toilettengurt Gr. S bis XL    | 5134, 5135, 5136, 5137                   |
| SLK Toilettengurt Gr. S bis XXXXL                   | 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5206, 5207 |
| SLK Hammock Universalgurt, Gr. S bis XXXXL          | 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5200, 5201 |
| SLK Hammock Badegurt, Gr. S bis XXXXL               | 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5202, 5203 |
| SLK Hammock Sitzschalengurt, Gr. S bis XXXXL        | 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5204, 5205 |
| SLK Comfort Liegegurt, gr. S bis XXL                | 5159, 5160, 5161, 5162, 5163             |
| SLK Comfort Liege-Badegurt, gr. S bis XXL           | 5164, 5165, 5166, 5167, 5168             |
| SLK Rücken-Fix-Gurt, Gr. S bis XL                   | 5169, 5170, 5171, 5172                   |
| SLK Rücken-Fix-Badegurt, Gr. S bis XL               | 5173, 5174, 5175, 5176                   |
| SLK Maxi-Gurt, Gr. XXL bis XXXXL                    | 5177, 5178, 5179                         |

| <b>Gurt-Typ B</b>           |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          | <b>Art.-Nr.</b>              |
| SLK Aktivgurt Eco Gr. M/L   | 5099                         |
| SLK Aktivgurt Gr. S bis XXL | 5100, 5101, 5102, 5103, 5104 |

| <b>Gurt-Typ C</b>                                     |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Art.-Nr.</b>              |
| SLK Spezial Aktivgurt Gr. S bis L                     | 5105, 5106, 5107             |
| SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel, Gr. S bis XXL | 5188, 5189, 5190, 5191, 5192 |

| <b>Gurt-Typ D</b>       |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>      | <b>Art.-Nr.</b> |
| SLK 8-Punkt-Liegendgurt | 5699            |

| <b>Gurt-Typ E</b>  |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Art.-Nr.</b>                    |
| SLK Walking Gurt   | 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218 |